

ZQLY-300ES 立式大容量全温振荡培养箱



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

性能概述

- ◆ LCD 大屏幕背光液晶显示, 参数设定、观察清晰直观; 操作界面加密锁定功能, 杜绝重复操作和人为误操作
- ◆ 三维一体的偏三轮驱动, 运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 静音风扇设计和强制对流方式, 确保了良好的恒温效果
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能;
- ◆ 具有断电恢复功能, 避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 双开中空钢化玻璃门, 方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- ◆ 流线型外观, 内衬采用镜面不锈钢, 防腐蚀; 外壳采用静电喷塑
- ◆ 精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂, 噪音低、制冷效果好, 确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- ◆ 人性化设计的开门即停功能, 使用更加安全便捷
- ◆ 具有紫外线灭菌功能

独特性能

- ◆ 配备高质伺服电机, 控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- ◆ 独特定时除霜功能, 1~89 分钟可自由设定, 除霜间隔 30~600 分钟可调, 能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- ◆ 配备过滤器磁环, 减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- ◆ 配备调节支撑脚, 同时配备滚轮, 方便移动、搬运机器
- ◆ 专业设计的侧面透气孔, 满足样品对氧气的需求
- ◆ 夹具为一次成型塑胶夹具, 方便单手取放样品瓶

技术指标

| 品名 | 立式大容量全温振荡培养箱 | | |
|--------|-----------------------|-------------|---|
| 型号 | ZQLY-300ES | 最大容量(不锈钢夹具) | 单层 250ml×40 或 500ml×28 或 1000ml×15 或 2000ml×8 |
| 空载振荡频率 | 10-300rpm | 最大容量(塑胶夹具) | 单层 250ml×40 或 500ml×28 或 1000ml×15 或 2000ml×8 |
| 振荡频率精度 | ±1rpm | 定时范围 | 0-999.9 小时 |
| 摇板振幅 | Φ26mm(标配)、Φ50mm(选配) | 摇板尺寸(长×宽) | 786mm×455mm |
| 温控范围 | 4~60°C(在室温 23°C~25°C) | 标准配置 | 万能夹具(固定夹具可选) |
| 温度调节精度 | ±0.1°C | 电源 | AC220±10%、50~60Hz |
| 温度均匀度 | ±1°C | 外型尺寸(长×宽×高) | 960mm×780mm×1430mm |
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) | 空载重量(约) | 265kg |
| 对流方式 | 强制对流 | 噪音 | 低于 55dB |
| 控制方式 | P. I. D 微电脑智能控制 | | |